



THUASNE

WINGS
FOR YOUR HEALTH



W trosce o zdrowy sen...

Cervi +[®]

**Poduszka ortopedyczna
z pamięcią kształtu**

Cervi +[®]

Poduszka ortopedyczna z pamięcią kształtu
Ref.: W0460003021

DLACZEGO PODUSZKA ORTOPEDYCZNA?

Dzięki anatomicznemu kształtowi poduszka doskonale podpira głowę i szyję, odciążając odcinek szyjny kręgosłupa i mięśnie barków. Neutralne ułożenie powoduje, że nasz kręgosłup po ciężkim dniu w nieustannym napięciu odpoczywa w najdogodniejszym dla niego ustawieniu.



HIPOALERGICZNA

- Hamuje rozwój roztoczy i bakterii



ŁATWA W CZYSZCZENIU

- Poszewkę można prać w pralce (w temperaturze 40°C)
- 80% bawełna, 20% poliester

WYPROFILOWANA

- Anatomiczny kształt
- Łatwo dostosowuje się do ułożenia ciała

GĘSTOŚĆ PIANKI

- 75 kg / m³



WISKOELASTYCZNA

- 100% poliuretan
- Pianka z pamięcią kształtu
- Idealnie dopasowuje się do kształtu i wagi ciała, a po wstaniu z łóżka powraca do swojej formy

Cervi +[®]

Poduszka ortopedyczna z pamięcią kształtu
Ref.: W0460003021



DLA KOGO JEST PODUSZKA ORTOPEDYCZNA?

Profilaktycznie każdy może używać poduszki.

W innych przypadkach, poduszka polecana jest osobom z:

- bólem karku, szyi, głowy,
- zwyrodnieniami stawów międzykręgowych kręgosłupa szyjnego,
- artretycznymi bólami kręgosłupa szyjnego,
- zmianami dyskopatycznymi kręgosłupa szyjnego,
- drętwieniem dłoni,
- chrapaniem,
- bezsennością,

jak również wspomagająco, przy leczeniu chorób i urazów odcinka szyjnego.



Poduszka **Cervi +[®]** zapewnia optymalne ułożenie szyi w pozycji leżącej. Zmniejsza niewłaściwe obciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa i barków podczas snu, przeciwdziałając niepożądanym naprężeniom.

Już po kilku dniach od momentu zastosowania poduszki widoczne są pierwsze pozytywne efekty działania **Cervi +[®]**.



THUASNE

WINGS
FOR YOUR HEALTH

O PODUSZCE

Cervi +[®]

ZDROWY I RELAKSUJĄCY SEN

Cervi +[®] jest nowoczesną, bardzo komfortową poduszką ortopedyczną wykonaną z pianki z pamięcią kształtu. Anatomiczny kształt poduszki odciąża odcinek szyjny kręgosłupa i mięśnie barków, zachowując ich neutralne ułożenie. Zapewnia zdrowy i relaksujący sen. Na poduszce można spać zarówno na wznak jak i na boku.



Poduszka jest wyrobem medycznym.

PARAMETRY PRODUKTU:

- Wykonana z gęstej pianki poliuretanowej z pamięcią kształtu
- Gęstość pianki 75 kg / m³
- Wymiary: 32 x 50 x 10,5 / 8 cm
- 3-letnia gwarancja na sprężystość pianki
- Poszewka z 80% bawełny i 20% poliestru, zapinana na zamek błyskawiczny, którą można prać w pralce
- Opakowanie zawiera pokrowiec z uchwytem

THUASNE POLSKA Sp. z o.o. Łazy, Al. Krakowska 202, 05-552 Magdalenka
Tel.: 22 797 30 48 tel/fax 22 757 77 36 | Tel.: 22 207 21 67, 22 205 07 63
e-mail: biuro@thuasne.pl | www.thuasne.pl